

**JOFEL**  
CFS BRANDS

**GEL SHAMPOING ALOE VERA**  
**GEL & SHAMPOO ALOE VERA**

**A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL / STRICTLY FOR PROFESSIONAL USE**

**Propriétés / Properties :**  
GEL SHAMPOING ALOE VERA est une solution moussante pour le lavage des mains, du corps et des cheveux. Parfumée à l'Aloé Vera, testée sous contrôle dermatologique.

GEL & SHAMPOO ALOE VERA is a foaming solution for washing hands, body and hair. Scented with Aloe Vera, dermatologically tested.

**Ingredients :**  
AQUA, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, PARFUM, PHENOXYETHANOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID.

**Conseils d'utilisation et de prudence / Advice on use and caution:**

**Pour les mains :** Se mouiller les mains puis déposer, dans le creux de la main, une noisette de produit. Se frotter soigneusement les mains en insistant sur les parties les plus sales. Rincer à l'eau claire puis sécher.

**Pour le corps et cheveux :** Se mouiller le corps et/ou les cheveux, appliquer le GEL SHAMPOING ALOE VERA et frotter de façon à faire mousser le produit, rincer abondamment à l'eau claire.

Eviter le contact avec les yeux, en cas de projection, rincer abondamment à l'eau.

**For the hands :** Wet your hands and place a dab of product on the palm of your hand. Rub hands thoroughly, paying particular attention to the dirtiest areas. Rinse with clean water and dry.

**For the body and hair:** Wet the body and/or hair, apply GEL & SHAMPOO ALOE VERA and rub in until the product foams, then rinse thoroughly with clean water.

Avoid contact with the eyes, if splashed, rinse thoroughly with water.

LOT / BATCH:

Laboratoire Plissken  
4 chemin de l'Allier - F - 03270 Saint-Yorre  
contact@laboratoire-plissken.com, Tél. +33 (0)4 70 59 25 70

# JOFEL Gel Shampoing Aloé Vera

✓ **Marchés cibles : Convient à tout type d'installation sanitaire**

- Testée sous contrôle dermatologique
- Crème onctueuse sans colorant, ni parfum
- Usage fréquent



## INFORMATIONS TECHNIQUES

**Innocuité**

- Bonne tolérance cutanée
- Testée sous contrôle dermatologique

**Caractéristiques**

**Aspect:** liquide crèmeux translucide  
**Parfum:** agréablement parfumé à l'Aloé Vera  
**pH:** 7,0 - 7,3

**Conservation**

- Le produit se conserve pendant les 12 mois précédant son ouverture et dans des conditions normales de stockage
- Craint le gel, stocker entre 5 et 35°C

**Mode d'emploi**

- Se passer les mains, le corps et les cheveux sous l'eau.
- Déposer une dose de produit au creux de la main.
- Se savonner les mains, le corps et les cheveux pendant 15 secondes et frotter de façon à faire mousser le produit.
- Se rincer abondamment les mains, puis sécher.

**Propriétés**

- Délivre une crème onctueuse
- Laisse la peau hydratée et soyeuse
- Laisse la peau délicatement parfumée après utilisation

**Environnement**

- Exigences strictes respectées en ce qui concerne les substances nocives
- Performance testée
- Réduction des déchets d'emballage

**Précautions d'emploi**

- Usage externe uniquement sur peau saine uniquement
- Ne pas avaler
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment

### INGRÉDIENTS

| Nom EU INCI de l'ingrédient* | Rôle                        |
|------------------------------|-----------------------------|
| AQUA                         | Solvant                     |
| SODIUM LAURETH SULFATE       | Tensioactif                 |
| GLYCERINE                    | Agent hydratant             |
| COCAMIDOPROPYL BETAINE       | Tensioactif, agent moussant |
| PARFUM                       | Agent parfumant             |
| PHENOXYETHANOL               | Conservateur                |
| ETHYLHEXYLGLYCERIN           | Conservateur                |
| CITRIC ACID                  | Ajusteur de pH              |

\*Nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques

| CONDITIONNEMENT              | SYSTEME DE DISTRIBUTION                     | CODE PRODUIT |
|------------------------------|---|--------------|
| Recharge AITANA 1000mL x 6   | Distributeur AITANA MIX (manuel)            | AT54006F     |
| Recharge TIMELESS 1000mL x 6 | Distributeur TIMELESS (manuel)              | AT20006F     |
| Recharge OPTIQUE 1000mL x 6  | Distributeur AITANA OPTIQUE (automatique)   | AT18006F     |
| Recharge OPTIQUE 1000mL x 6  | Distributeur TIMELESS OPTIQUE (automatique) | AT18006F     |

### MESURES DE LA PALETTE



**EURO Palette**  
80cm x 120 cm x 170cm



**Total**  
78 cartons